

TCD ATELIER*

Trattamento CURATIVO Diesel Officina

*formula 2015 rinforzata

Definizione

- Trattamento di pulizia del sistema di iniezione da utilizzare puro con la macchina Mécacleaner MECATECH MT420 o con attrezzatura equivalente.
- Elimina tutti i depositi organici presenti nel sistema di alimentazione e nelle camere di combustione.
- Pulisce rapidamente e completamente gli iniettori e la pompa d'iniezione.
- Ristabilisce una polverizzazione regolare.
- Elimina i vuoti d'accelerazione e altre disfunzioni dovute al sistema di iniezione.
- Favorisce la pulizia delle valvole, segmenti, valvole EGR e turbo.
- Rende il motore più sciolto, più performante e meno rumoroso.
- Facilita gli avviamenti a freddo.
- Riduce i consumi e l'inquinamento.
- Protegge dagli effetti di corrosione il sistema d'iniezione causato dall'acqua di condensa.
- Compatibile con tutti i sistemi d'iniezione e tutti i dispositivi anti inquinamento (FAP, catalizzatore d'ossidazione, catalizzatore SCR).

Utilizzo

- Far riferimento alle istruzioni d'utilizzo della macchina Mécacleaner MECATECH MT420.

- Per ottimizzare la pulizia del circuito EGR e del turbo, raccomandiamo l'utilizzo del nostro detergente EGR/Turbo rif. MT720 durante il trattamento.

- Portare il motore a temperatura di funzionamento. Scollegare i tubi di andata e ritorno dalla pompa di iniezione e collegare l'apparecchio Mécacleaner MECATECH MT420.

- Avviare e far girare il motore a 1500/2000 giri/minuto fino ad esaurimento del prodotto.

Quando rimane poco liquido nel serbatoio, lasciar diminuire il regime motore fino alla decelerazione.

- Ricollegare i tubi del sistema d'alimentazione.

- Una latta da 1 lt è l'ideale per trattare un motore VL fino a 3 litri di cilindrata.

- Per i motori PL, industriali o marini, utilizzare da 2 a 3 latte (cioè da 2 a 3 litri).

- Per completare il trattamento raccomandiamo di utilizzare nel pieno successivo il nostro prodotto preventivo TC 1 Diesel (Rif. MT010) o TC 1 BILUGAZOIL (Rif. 131005) per ottimizzare il risultato.

Scheda di sicurezza

- Consultare la FDS del prodotto disponibile sul nostro sito www.mecatech-performances.com.

Imballo

- Imballo: latta da 1 lt.

- Riferimento: MT511.

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono a titolo di consiglio. Non implicano nessun impegno da parte nostra.